



BETREGISTRATIES ZONDER COMPROMISSEN – FUTAR®

A-SILICONEN VOOR BETREGISTRATIES



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

FUTAR® – SIMPELWEG INDRUKWEK- KEND!

Beetregistratie

De Futar®-productreeks omvat zeven verschillende beetregistratiematerialen op basis van A-siliconen voor o.a. het maken van nauwkeurige oclusale registraties.

SUPER VAN KWALITEIT

- Voor nauwkeurige oclusale registraties

SUPER DOOR FLEXIBILITEIT

- Kies tussen hoge en hoogste eindhardheid en verschillende verwerkingstijden!

SUPER IN BETROUWBAARHEID EN CONTINUÏTEIT

- Beproefde betrouwbare kwaliteit

Sluit geen compromissen als het gaat om uw beetregistraties!

FUTAR® – SIMPELWEG INDRUKWEK- KEND!

Beetregistratie

De **Futar®**-productreeks omvat zeven verschillende beetregistratiematerialen op basis van A-siliconen voor o.a. het maken van nauwkeurige oclusale registraties.

SUPER VAN KWALITEIT

- Voor nauwkeurige oclusale registraties

SUPER DOOR FLEXIBILITEIT

- Kies tussen hoge en hoogste eindhardheid en verschillende verwerkingstijden!

SUPER IN BETROUWBAARHEID EN CONTINUÏTEIT

- Beproefde betrouwbare kwaliteit

Sluit geen compromissen als het gaat om uw beetregistraties!

FUTAR® – DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Futar® /Futar® Fast:

- Hoge eindhardheid (Shore-A 90)
- Flexibel te verwerken: gemakkelijk te snijden
- Ook verkrijgbaar als fast variant, voor meer comfort voor de patiënt!



Futar® Easy /Futar® Easy Fast:

- Hoge eindhardheid (Shore-A 90)
- Lage bijtweerstand
- Gemakkelijk te snijden
- Ook verkrijgbaar als fast variant
- Lage doseerkracht – gemakkelijk te appliceren



Futar® D /Futar® D Fast:

- Extra hoge eindhardheid (Shore-D 43)
- Biedt zeer goede freeseigenschappen
- Ook verkrijgbaar als fast variant, voor meer comfort voor de patiënt!



Futar® D Slow:

- Extra hoge eindhardheid (Shore-D 43)
- Extra lange verwerkingsduur, voor tijdrovende toepassingen. Zeer geschikt om een functionele randafvorming te maken en als fixatiemateriaal bij de edentate implantaatafdruk.
- Veelzijdig te gebruiken, ook in het laboratorium




De Futar®-reeks kan zelfs nog meer:

- Nauwkeurige resultaten dankzij uitstekende vloeieigenschappen
- Lage elasticiteit voor de juiste positionering van de werkmodellen
- Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

**EENVOUDIG,
SCHOON EN SNEL
TE GEBRUIKEN!**








FUTAR® – PRESTATIEVERMOGEN ZIT IN DE FAMILIE

Tandboog

Beetregistratiemateriaal	Mengen	Verwerkingsduur op 23 °C/74 °F ≤	Intraorale uithardingsduur op 35 °C/95 °F ≥	Totale uithardingsduur* ≥	Hardheid (ca.) Shore
					
Futar®		30 sec.	90 sec.	2:00 min.	A 90
Futar® Easy		30 sec.	90 sec.	2:00 min.	A 90
Futar® D		30 sec.	90 sec.	2:00 min.	D 43
Futar® D Slow		90 sec.	3:00 min.	4:30 min.	D 43

*Totale uithardingsduur (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het begin van het mengen

Segment

Beetregistratiemateriaal	Mengen	Verwerkingsduur op 23 °C/74 °F ≤	Intraorale uithardingsduur op 35 °C/95 °F ≥	Totale uithardingsduur* ≥	Hardheid (ca.) Shore
					
Futar® Fast		15 sec.	45 sec.	1:00 min.	A 90
Futar® Easy Fast		15 sec.	45 sec.	1:00 min.	A 90
Futar® D Fast		15 sec.	45 sec.	1:00 min.	D 43

*Totale uithardingsduur (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het begin van het mengen

**MAAK UW
BEETREGIS-
TRATIE BINNEN
SLECHTS ÉÉN
MINUUT!**

FUTAR® – HET ASSORTIMENT

Producten	Normale verpakking 2 x 50 ml, 6 witte mengtips BESTELCODES	Bonusverpakking 10 x 50 ml, 30 witte mengtips BESTELCODES
Futar®	11912	28277
Futar® Fast	11926	28276
Futar® Easy	11923	–
Futar® Easy Fast	11924	–
Futar® D	11932	28278
Futar® D Fast	11961	28279
Futar® D Slow	11951	–

Mengtips	50 stuks BESTELCODES	100 stuks BESTELCODES
Mengtips, wit, Ø 6,5 mm	17234	17235



TOM BEREZNICKI OVER FUTAR®

Sinds mijn afstuderen in 1976 hebben we een lange weg afgelegd in het materiaal dat we gebruiken voor beetregistratie. 16 jaar geleden maakte ik kennis met FUTAR® en sindsdien gebruik ik het. Het is voor mij het meest nauwkeurige materiaal en biedt de juiste sterkte om niet te breken bij het verwijderen uit de mond of bij het plaatsen op de modellen.

De overdracht van informatie van de mond naar de articulator is nauwkeuriger dan bij vergelijkbare materialen die ik gebruikte.

Dr. Tom Bereznicki

Voor meer informatie vraag uw dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda
info@dental4.nl
www.dental4.nl



05111091_2025



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent